



SNABB GUIDE – SVENSKA



eFOLDi

Fäll ut eFOLDi Lite Scooter

Ställ skotern upprätt innan du startar i ett öppet utrymme borta från husdjur och små barn.

Att fälla ut skotern är enkelt och med lite övning kommer du att kunna ställa in den på några sekunder.

Vi råder dig att träna med skotern innan du ger dig ut för första gången.



1

Släpp den gula rattstängsspärren...



2

...och låt pelaren svänga fritt.



3

Dra ut styret och uppåt...



4

...tills de låser sig i en vertikal linje.



5

Leta reda på det lilla gula stoppet på sidan och dra för att frigöra framhjulsenheten.



6

Håll i rattstängens och ryggstödet och dra isär dem...



7

...skotern fälls ut när du drar isär ryggstödet och rattstängens och...



8

...skotern låser sig själv i sitt öppna läge.



9

Se till att låsspärrarna har låst till stålstången...



10

...om inte tryck ner foten på fotplattan för att låsa skotern öppen.



11

Om det inte redan är installerat, applicera sittydynorna och ryggstödet enligt bilden.



12

Kontrollera att magnetbromsen är i LÅST läge för att koppla in motorn.

Fällning av eFOLDi Lite Scooter



1

Fäll ner ryggestödet till sätetsbotten.



2

Tryck och håll den lilla gula spärren på rattstängan...



3

och vik ner kolonnen tills...



4

...den låses av magnetspärren.



5

Håll scootern stadigt i rattstängan och bärhandtaget och tryck ner pelaren ordentligt mot fotplattan



6

Tippa skotern bakåt i en vinkel och använd foten bakom ratten för att stoppa den från dig



7

..tryck inåt på rattstängan tills framhjulet låser på plats...



8

...och rattstängsspärren låses i läge.



9

Tryck in rattstängan för att låsa den tätt mot ramen.

eFOLDi Lite-drift



För att starta skotern, tryck på den grå knappen under batteridisplayen.

Välj (D) Drive eller (R) Reverse och tryck på tumgasreglaget för att gå.



Batteriet kan laddas med laddningsporten enligt bilden.

Ladda alltid batteriet så snart som möjligt när displayen är indikerar bärnsten.



Batteriet kan tas bort genom att lyfta spärren och lyfta batteriet uppåt.

Efter borttagning kan batteriet laddas med hjälp av uttaget på sidan av batteriet.

Observera att denna broschyr endast är avsedd att vara en snabbguide. För fullständiga instruktioner, se vår användarhandbok. Har du frågor, vänligen ring oss på 0800 915 0800 eller maila hello@efoldi.com