



# Navigator

Entdecken Sie Ihre Freiheit neu ...

Ultraleichter faltbarer  
Elektrorollstuhl



Scannen, um den Navigator in  
Aktion zu sehen



eFOLDi



**...und reisen Sie zuverlässig.**

Der eFOLDi Navigator bietet ein überragendes Maß an Tragbarkeit, Komfort und Vielseitigkeit.

Als anerkannter Marktführer im Design und der Herstellung tragbarer Roller und Elektrorollstühle strebt eFOLDi danach, Menschen zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken. Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi sind nicht nur einfach zu lagern und zu transportieren, sie tragen auch dazu bei, Reisen einfach und praktisch zu machen – sei es auf dem Luft-, Land- oder Seeweg.



**eFOLDi**



## Sich mit einem Elektrorollstuhl fortzubewegen, ist noch nie so einfach gewesen...

Der eFOLDi Navigator ist einer der leichtesten und kompaktesten faltbaren Elektrorollstühle der Welt. Mit einem Gewicht von nur 12,4 kg\* lässt sich der ultra-tragbare Navigator in nur wenigen Sekunden zusammen- und auseinanderklappen und ist somit

leicht zu lagern und zu transportieren, was ihn zum ultimativen Reisebegleiter macht. Es ist kein komplexer Zusammenbau nötig – einfach auseinanderklappen und loslegen.

## Was eFOLDi einzigartig macht ...

**Leicht** – leicht zu tragen und zu heben



**Tragbar** – einfach mitzunehmen, wohin auch immer der Weg Sie führt



**Kompakt** – lässt sich zur einfachen Aufbewahrung zusammenklappen



**Robust** – langlebige Materialien verleihen Sicherheit



# Navigator

Leicht, bequem, schnell und einfach zusammenzuklappen... Der Navigator hat einfach alles

- Der leicht bedienbare, ultra-tragbare, faltbare Elektrorollstuhl
- Mit einem Gewicht von nur 12,4 kg\* ist er einer der leichtesten faltbaren Elektrorollstühle der Welt
- Lässt sich in Sekunden zusammenfalten, passt in die meisten Kofferräume und ist für Flüge geeignet
- Ergonomisch gestaltete Bedienelemente sowie eine integrierte Begleiter-Fernbedienung für absolute Sicherheit
- Fortschrittliche, hochleistungsfähige Batterietechnologie mit On- oder Off-Board-Ladeoptionen



# Der leichtere Weg, Ihr Leben zu stärken

Genießen Sie wieder problemloses Reisen und sorgen Sie dafür, dass jede Reise mühelos verläuft

„Dadurch, dass mein eFOLDi so leicht und tragbar ist, hilft er mir und meiner Frau, das Beste aus unseren Urlaubsaufenthalten zu Hause und im Ausland zu machen“.

**James, Reigate**



\* Ohne Akku und optionales Zubehör

Wiegt nur 12,4 kg\*,  
ultraleicht und tragbar

Ergonomische, einfach  
zu bedienende Joystick-  
Steuerung

Integrierte Begleiter-  
Fernbedienung sorgt für  
maximale Flexibilität

Abnehmbares,  
atmungsaktives  
Sitzkissen sorgt für ein  
Optimum an Komfort

Hochfester  
Rahmen aus einer  
Magnesiumlegierung  
sorgt für maximale  
Haltbarkeit

Elektro-magnetisches  
Bremssystem sorgt für  
maximale Sicherheit/  
Kontrolle



Wartungsarme,  
pannensichere Reifen

On- oder Off-Board-  
Ladeoptionen  
sorgt für  
totale  
Flexibilität

Kippschutz für mehr  
Sicherheit und  
Gelassenheit



Schnell aufladbarer,  
leistungsstarker Lithium-Akku



Klappt in Sekunden  
zusammen, leicht  
zu stauen und zu  
transportieren



## Technische Daten\*

Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Maximale Reichweite	13 km
Maximales Benutzergewicht	135 kg
Steigfähigkeit	1:10 Steigung
Zusammengeklappte Abmessungen	34 x 59 x 89 cm
Gewicht (ohne Akku & optionales Zubehör)	12,4 kg
Gewicht (inkl. Akku & optionales Zubehör)	14 kg
Nutzungsart	Nur für Innenräume und Gehwege
Bremssystem	Elektromagnetisches Bremssystem
Flugzeugtauglich	Ja

\* Technische Daten können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren

# Navigator



...und genießen Sie es,  
Sie selbst zu sein.

„Früher hatte ich Mühe, aus dem Haus zu gehen, aber mein eFOLDi-Stuhl macht das Leben so viel einfacher“.

Mark, Reading



Scannen, um den Navigator in  
Aktion zu sehen

0800 999 8123

[sales@efoldi.com](mailto:sales@efoldi.com) [www.efoldi.com](http://www.efoldi.com)

Ihr Händler vor Ort für eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe  
Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi