

# Navigator

Redécouvrez votre liberté...

Un fauteuil roulant électrique pliant  
et ultra-léger



Scannez ici pour voir une  
démonstration du Navigator



eFOLDi



**... et déplacez-vous en toute confiance.**

L'eFOLDi Navigator offre des niveaux de portabilité, de commodité et de polyvalence inégalés

Reconnu comme un leader dans la conception de scooters portables et de fauteuils roulants électriques, eFOLDi vise à redonner liberté et indépendance à chacun. Les solutions de mobilité d'eFOLDi, maintes fois récompensées, ne sont pas seulement faciles à ranger et à transporter, mais rendent aussi les déplacements simples et possibles que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer.



eFOLDi



## Voyager avec un fauteuil roulant électrique n'a jamais été aussi facile...

L'eFOLDi Navigator est l'un des fauteuils électriques pliables les plus légers et les plus compacts au monde. Pesant à peine 12,4 kg\*, le fauteuil Navigator ultra portable se plie et se déplie en quelques secondes.

Facile à ranger et à transporter, c'est le compagnon de voyage idéal. Aucun assemblage complexe n'est requis : dépliez-le, et c'est parti.

## Les points forts de l'eFOLDi :

**Légereté** – facile à transporter et à soulever



**Portabilité** – vous accompagne partout, en toute simplicité



**Compact** – se replie pour un rangement facile



**Robustesse** – des matériaux durables pour des déplacements sereins



# Navigator

Compact, confortable, rapide et facile à plier... Le Navigator est tout à la fois

- Fauteuil roulant électrique pliant ultra-portable et simple d'utilisation
- Pesant seulement 12,4 kg\*, c'est l'un des fauteuils roulant électriques pliants les plus légers au monde
- Se plie en quelques secondes, rentre dans la plupart des coffres de voiture et permet les déplacements en avion
- Offre une tranquillité d'esprit, avec ses commandes ergonomiques pour l'utilisateur et une commande intégrée pour l'accompagnateur
- Technologie de batterie avancée et performante avec options de chargement embarqué ou externe



# Prenez votre vie en main, l'esprit léger.

Profitez à nouveau de déplacements en toute simplicité et redonnez de la fluidité à chaque voyage

« Grâce à sa légèreté et à sa portabilité, mon eFOLDi nous permet, à ma femme et à moi, de profiter au maximum de nos vacances, à la maison comme à l'étranger ».

**James, Reigate**



\* Hors batterie et accessoires en option

Pèse seulement 12,4 kg\*, et est léger et portable

Joystick de commande ergonomique et facile à utiliser

Commande intégrée pour l'accompagnateur pour une flexibilité maximale

Coussin d'assise amovible et respirant pour un confort optimal

Cadre en alliage de magnésium à haute résistance pour une durabilité maximale

Système de freinage électromagnétique pour une sécurité/un contrôle maximal(e)

Pneus anti-crevaison à entretien minimal

Chargement embarqué ou externe pour une flexibilité totale

Sistema antivuelco para mayor seguridad y tranquilidad

Se plie en quelques secondes pour faciliter le rangement et le transport

Batterie au lithium haute performance à charge rapide



## Caractéristiques\*

Vitesse maximale	6 km/h (4 mi/h)
Autonomie	13 km / 8 miles
Poids maximum de l'utilisateur	135 kg (297 lbs)
Pente jusqu'à	10 %
Dimensions (plié)	34 x 59 x 89cm (13 x 23 x 35 pouces)
Poids (sans la batterie et les accessoires en option)	12,4 kg (27 lbs)
Poids (avec batterie et accessoires en option)	14 kg (31 lbs)
Type d'usage	Intérieur et trottoirs uniquement
Système de freinage	Système de frein électromagnétique
Convient aux voyages en avion	Oui

\* Ces caractéristiques peuvent évoluer selon les tolérances standardisées.



# Navigator

... et appréciez qui vous êtes.

« Avant, j'avais du mal à sortir et à me déplacer, mais mon fauteuil eFOLDi me facilite vraiment la vie. »

**Mark, Reading**



Scannez ici pour voir une démonstration du Navigator

0800 999 8123

[sales@efoldi.com](mailto:sales@efoldi.com) [www.efoldi.com](http://www.efoldi.com)

Votre revendeur local eFOLDi :



eFOLDi, SunTech UK Ltd., 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW, Royaume-Uni

eFOLDi