

Navigator

Ritrova la libertà...

Carrozzina elettrica pieghevole
ultraleggera



Scansiona per vedere
Navigator in azione



eFOLDi



...di spostarti in sicurezza.

Navigator di eFOLDi offre livelli eccezionali di portabilità, comodità e versatilità

Leader nella progettazione e produzione di scooter portatili e carrozzine elettriche, eFOLDi si impegna per aiutare le persone a riscoprire la propria libertà e indipendenza. Le soluzioni pluripremiate per la mobilità di eFOLDi sono facili da riporre e trasportare, rendendo gli spostamenti più facili e agevoli, che si tratti di viaggi aerei, via terra o via mare.



eFOLDi



Viaggiare con una carrozzina elettrica non è mai stato così semplice...

Navigator di eFOLDi è una delle carrozzine elettriche pieghevoli più leggere e compatte al mondo. Con un peso di soli 12,4 kg*, la carrozzina Navigator è ultraportatile, si piega e si apre in pochi secondi ed è

facile da trasportare e riporre: la compagna di viaggio perfetta. L'assemblaggio è semplice: basta aprirla e il gioco è fatto.

Cosa rende eFOLDi unico...

Leggero – facile da spostare e sollevare



Portatile – facile da portare con te, ovunque



Compatto – pieghevole per essere riposto facilmente



Resistente – materiali duraturi per spostarsi senza pensieri



Leggero, comodo, veloce e facile da piegare... il modello Navigator ha tutto ciò che serve

- Carrozzina elettrica pieghevole ultraportatile e facile da usare
- Con un peso di soli 12,4 kg*, è tra le carrozzine pieghevoli più leggere al mondo
- Si piega in pochi secondi, entra nella maggior parte dei bagagliai e può essere trasportata in aereo
- Comandi ergonomici per l'utente e comandi integrati per gli accompagnatori per garantire la massima tranquillità
- Batteria tecnologicamente avanzata ad alte prestazioni con opzioni di ricarica a bordo o esterne



Affronta la vita con più leggerezza

Riscopri il piacere di viaggiare in modo semplice e rendi ogni spostamento più agevole

“È davvero leggera e facile da trasportare, la mia carrozzina eFOLDi aiuta me e mia moglie a vivere al meglio ogni vacanza, vicino a casa o all'estero.”

James, Reigate



Con un peso di soli 12,4 kg*, è ultraleggera e portatile

Comandi su joystick facili da utilizzare ed ergonomici

Comandi integrati per gli accompagnatori per la massima flessibilità

Sedile rimovibile e traspirante per un comfort ottimale

Telaio in lega di magnesio ultrasensibile per la massima affidabilità

Sistema frenante elettromagnetico per garantire sicurezza e controllo totali



Gomme resistenti alle forature e a bassa manutenzione

Ricarica a bordo o esterna per la massima flessibilità

Ruote antiribaltamento per maggiore sicurezza e stabilità



Si piega in pochi secondi, facile da riporre e trasportare

Batteria al litio ad alte prestazioni con ricarica rapida



Specifiche*

Velocità massima	6 km/h
Autonomia massima	13 km
Portata massima	135 kg
Pendenza sostenibile	1:10
Dimensioni da chiusa	34 x 59 x 89 cm
Peso (escl. batteria e accessori opzionali)	12,4 kg
Peso (incl. batteria, escl. accessori opzionali)	14 kg
Tipo di utilizzo	Solo interni e asfalto
Sistema frenante	Sistema frenante elettromagnetico
Adatta al trasporto in aereo	Sì

* Le specifiche potrebbero variare in base ai limiti di tolleranza di fabbricazione



Navigator

...e goditi la vita.

"Avevo difficoltà ad andare in giro, ma la mia carrozzina eFOLDi rende tutto molto più semplice."

Mark, Reading



Scansiona per vedere
Navigator in azione

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Trova il rivenditore eFOLDi più vicino :



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi