

# Navigator

Hervind uw vrijheid ...

Ultralichte inklapbare  
elektrische rolstoel



Scan om de Navigator in  
actie te zien



eFOLDi



**... en trek er vol vertrouwen op uit.**

De eFOLDi Navigator biedt een superieure draagbaarheid, gemak en veelzijdigheid

Als erkend koploper op het gebied van ontwerp en productie van draagbare scootmobielen en elektrische rolstoelen streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te hervinden. De award-winnende mobiliteitsoplossingen van eFOLDi zijn niet alleen handig op te bergen en te vervoeren, ze maken reizen ook makkelijk en uitvoerbaar – ter land, ter zee én door de lucht.



eFOLDi



## Reizen met een elektrische rolstoel was nog nooit zo eenvoudig ...

De eFOLDi Navigator is een van de lichtste en meest compacte inklapbare elektrische rolstoelen ter wereld. De ultradraagbare Navigator weegt slechts 12,4 kg\* en is binnen enkele seconden ingeklapt en weer

uitgeklapt. Hierdoor is hij gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, wat hem de perfecte reisgenoot maakt. Geen ingewikkelde montage nodig – gewoon uitklappen en gaan.

## Wat maakt eFOLDi uniek ...

**Lichtgewicht** – moeiteloos te dragen en tillen ✓

**Draagbaar** – gemakkelijk mee te nemen, overal ✓

**Compact** – inklapbaar voor eenvoudige opslag ✓

**Robuust** – duurzame materialen geven een gerust gevoel ✓



# Navigator

Lichtgewicht, comfortabel, snel en eenvoudig inklapbaar ... de Navigator combineert het allemaal

- Eenvoudig te gebruiken, ultradraagbare inklapbare elektrische rolstoel
- Met een gewicht van slechts 12,4 kg\* is het een van de lichtste inklapbare elektrische rolstoelen ter wereld
- Klapt binnen enkele seconden in, past in de meeste kofferbakken en is 'vliegtuigveilig'
- Ergonomisch ontworpen gebruikersbedieningselementen, plus geïntegreerde begeleidersbediening voor totale gemoedsrust
- Geavanceerde, hoogwaardige batterijtechnologie met on- of off-board oplaadmogelijkheden



## De lichtgewicht manier om zelf uw leven richting te geven

Geniet weer van zorgeloos reizen en maak elke reis moeiteloos

"Omdat mijn eFOLDi zo licht en draagbaar is, kunnen mijn vrouw en ik optimaal genieten van onze vakanties, zowel in eigen land als in het buitenland."

**James, Reigate**



\* Exclusief batterij en optionele accessoires

Weegt slechts 12,4 kg\*, dus ultralicht en draagbaar

Ergonomische, eenvoudig te gebruiken joystickbediening

Geïntegreerde Begeleidersbediening voor maximale flexibiliteit

Uitneembaar, ademend zitkussen voor optimaal comfort

Hoogwaardig frame van magnesiumlegering voor maximale duurzaamheid

Elektromagnetisch remsysteem voor maximale veiligheid/controle




Onderhoudsarme, lekbestendige banden

On- of off-board opladen voor totale flexibiliteit

Kantelbescherming voor verbeterde veiligheid en geruststelling



Klapt binnen enkele seconden in, dus gemakkelijk op te bergen en te vervoeren



Snellaadbare, krachtige lithium-ionbatterij



## Specificaties\*

Maximale snelheid	6 km per uur
Maximale actieradius	13 km
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg
Klimvermogen	Hellingsgraad van 1:10
Ingeklapte afmetingen	34 x 59 x 89 cm
Gewicht (excl. batterij en optionele accessoires)	12,4 kg
Gewicht (incl. batterij en excl. optionele accessoires)	14 kg
Type gebruik	Alleen binnen en op het trottoir
Remsysteem	Elektromagnetisch remsysteem
Vliegtuigvriendelijk	Ja

\* Specificaties kunnen variëren als gevolg van productietoleranties



# Navigator

... en geniet ervan om uzelf te zijn.

"Vroeger had ik moeite om de deur uit te gaan, maar met mijn eFOLDi-stoel is het leven een stuk makkelijker geworden."

Mark, Reading



Scan om de Navigator in actie te zien

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Uw plaatselijke eFOLDi verkooppunt:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW, Verenigd Koninkrijk.

eFOLDi