

# Power Chair



Entdecken Sie Ihre Freiheit neu...

Der ultraleichte faltbare  
Elektrorollstuhl



Scannen, um den Power  
Chair in Aktion zu sehen



eFOLDi



**...und reisen Sie zuverlässig.**

## Der eFOLDi Power Chair ist die ultimative Lösung für inklusive Unabhängigkeit

Als anerkannter Marktführer im Design und der Herstellung tragbarer Roller und Elektrorollstühle strebt eFOLDi danach, Menschen zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken. Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi sind nicht nur einfach zu lagern und zu transportieren, sie tragen auch dazu bei, Reisen einfach und praktisch zu machen – sei es auf dem Luft-, Land- oder Seeweg.



**eFOLDi**



Einfach zusammenklappen und mit dem Auto, Bus, Zug, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff weiterreisen – Sie haben die Wahl

Der eFOLDi Power Chair ist einer der leichtesten und kompaktesten faltbaren Elektrorollstühle der Welt. Mit einem Gewicht von nur 15 kg\* lässt sich der ultra-tragbare Power Chair in nur wenigen Sekunden zusammen- und auseinanderklappen und ist somit leicht zu lagern und zu transportieren, was ihn zum ultimativen Reisebegleiter macht. Es ist kein komplexer Zusammenbau nötig – einfach auseinanderklappen und loslegen.

Was eFOLDi einzigartig macht ...

**Leicht** – leicht zu tragen und zu heben ✓

**Tragbar** – einfach mitzunehmen,  
wohin auch immer der Weg Sie führt ✓

**Kompakt** – auf Handgepäckgröße  
zusammenfaltbar ✓

**Robust** – langlebige Materialien  
verleihen Sicherheit ✓



Kompakt, komfortabel, schnell und einfach zusammenklappbar ... der Power Chair vereint alles

- Einfach zu verwendender, ultra-tragbarer faltbarer Power Chair
- Mit nur 15 kg\* außergewöhnlich leicht und dennoch bemerkenswert robust für den Transport von Passagieren mit bis zu 135 kg
- Lässt sich leicht zusammenfalten, passt in die meisten Kofferräume und ist für Flüge geeignet
- Ergonomisch gestaltete Bedienelemente sowie eine integrierte Begleiter-Fernbedienung für absolute Flexibilität
- On- oder Off-Board-Ladeoptionen und integrierter USB-Anschluss zum Laden von Handys
- Der perfekte Reisebegleiter!



# Der leichtere Weg, Ihr Leben zu stärken

Genießen Sie neu gewonnene Freiheit und Unabhängigkeit auf Ihren Reiseabenteuern

„Einen eFOLDi können Sie einfach auseinanderklappen und ihn mit in Busse, Züge oder Flugzeuge nehmen. Das ist perfekt für mich, um mit meiner Familie unterwegs zu sein und sogar im Ausland Urlaub zu machen!“

**Anna, Reigate**



Ultraleichte Bauweise für  
einfaches Heben

Begleiter-Fernbedienung  
standardmäßig enthalten

Ergonomische, einfach zu  
bedienende Joystick-Steuerung

Ionisierte  
Lackierung für  
ausgezeichnete  
Haltbarkeit

Elektronische  
und manuelle  
Bremsystem für  
maximale Sicherheit/  
Kontrolle



Reifen mit  
viel Haftung  
für konstante  
Traktion

Lässt sich in Sekunden  
auseinanderklappen

Kippschutz für  
Sicherheit und  
Beruhigung

Leicht anzuheben,  
aufzubewahren und  
zu transportieren



Schnell zu ladende  
Lithium-Akkus mit hoher Leistung



## Technische Daten\*

Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Maximale Reichweite	13 km
Maximales Benutzergewicht	135 kg
Steigfähigkeit	1:10 Steigung
Zusammengeklappte Abmessungen	58 x 34 x 92 cm
Gewicht (ohne Akku)	15 kg
Gewicht (mit Akku)	17 kg
Nutzungsart Straße	Nur Gehweg
Bremssystem	Elektrisches und manuelles Bremssystem
Flugzeugtauglich	Ja

\* Technische Daten können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren



# Power Chair

...und genießen Sie es,  
Sie selbst zu sein.

„Da er so tragbar und leicht ist,  
brachte er uns so viel mehr Freiheit  
zum Reisen und Entdecken.“

Fraser Edward



Scannen, um den Power  
Chair in Aktion zu sehen

0800 999 8123

[sales@efoldi.com](mailto:sales@efoldi.com) [www.efoldi.com](http://www.efoldi.com)

Ihr Händler vor Ort für eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe  
Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi