

Power Chair



Ritrova la libertà...

Carrozzina elettrica pieghevole
ultraleggera



Scansiona e scopri Power
Chair in azione



eFOLDi



...di spostarti in sicurezza.

eFOLDi Power Chair è la soluzione perfetta per ritrovare la completa indipendenza

Leader nella progettazione e produzione di scooter portatili e carrozzine elettriche, eFOLDi si impegna per aiutare le persone a riscoprire la propria libertà e indipendenza. Le soluzioni pluripremiate per la mobilità di eFOLDi sono facili da riporre e trasportare, rendendo gli spostamenti più facili e agevoli, che si tratti di viaggi aerei, via terra o via mare.



eFOLDi



Piega eFOLDi in poche mosse e viaggia in auto, bus, treno, aereo o nave: la scelta è tua

Le Power Chair di eFOLDi sono tra le carrozzine elettriche più leggere, compatte e facili da piegare al mondo. Con un peso di soli 15 kg*, la carrozzina Power Chair ultraportatile si piega e si apre in pochi secondi ed è facile da trasportare e riporre: la compagna di viaggio perfetta. L'assemblaggio è semplice: basta aprirla e il gioco è fatto.

Cosa rende eFOLDi unico...

Leggero – facile da spostare e sollevare ✓

Portatile – facile da portare con te, ovunque ✓

Compatto – si piega fino alle dimensioni di un bagaglio a mano ✓

Resistente – materiali duraturi per spostarsi senza pensieri ✓



Compatta, comoda, veloce e facile da piegare... la carrozzina Power Chair ha tutto ciò che serve

- La carrozzina elettrica pieghevole, ultraportatile e facile da usare
- È leggerissima, pesa solo 15 kg* ma, grazie alla sua struttura molto resistente, può sostenere fino a 135 kg di peso
- Si piega con facilità, entra nella maggior parte dei bagagliai e può essere trasportata in aereo
- Comandi ergonomici per l'utente e comandi integrati per gli accompagnatori per garantire la massima flessibilità
- Opzioni di ricarica a bordo o esterne e porta USB per ricaricare i cellulari
- La compagna di viaggio perfetta!



Affronta la vita con più leggerezza

Ritrova la gioia di spostarti in libertà e autonomia

"eFOLDi si piega facilmente e puoi portarla con te su bus, treni o aerei. È perfetta per le mie esigenze: dalle gite in famiglia fino alle vacanze all'estero!"

Anna, Reigate



Struttura ultraleggera per sollevarla senza sforzi

I comandi per gli accompagnatori sono di serie

Comandi su joystick facili da utilizzare ed ergonomici

Vernice ionizzata per una durata eccezionale

Sistema frenante elettrico e manuale per massima sicurezza/controllo



Si piega in pochi secondi

Pneumatici ad alto grip per la massima aderenza

Ruote anti ribaltamento per sicurezza e stabilità

Facile da sollevare, riporre e trasportare



Ricarica rapida, batterie al litio ad alte prestazioni



eFOLDi

Specifiche*

Velocità massima	6 km/h
Autonomia massima	13 km
Portata massima	135 kg
Pendenza sostenibile	1:10
Dimensioni da chiusa	58 x 34 x 92 cm
Peso senza batteria	15 kg
Peso con batteria	17 kg
Tipo di utilizzo	Solo su strade asfaltate
Sistema frenante	Sistema frenante elettrico e manuale
Adatta al trasporto in aereo	Sì

* Le specifiche potrebbero variare in base ai limiti di tolleranza di fabbricazione



Power Chair

...e goditi la vita.

“È così leggera e facile da trasportare: abbiamo potuto viaggiare ed esplorare con molta più libertà.”

Fraser Edward



Scansiona per vedere la Power Chair in azione

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Trova il rivenditore eFOLDi più vicino a te:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW. Royaume-Uni

eFOLDi